

CATALOGUE

LES CONTACTEURS

LES CONTACTEURS

Ces contacteurs sont équipés de fiches Jack 3.5mm mais il est possible de les changer selon l'installation ou de les brancher sur des adaptateurs (voir ci-dessous)

LIBBIGLIB Contacteur BIG LIB diamètre 12.7cm sensibilité 156g

LIBLIB Contacteur LIB diamètre 6.4cm sensibilité 71g

IBJBTTTRANS Contacteur Jelly Beamer Twist sans fil + récepteur
diamètre 6.4cm sensibilité 71g

LIBBBTTRANS Contacteur Big Beamer Twist sans fil + récepteur
diamètre 12.7cm sensibilité 156g

ADJ35FAE-OF Adaptateur jack 3.5mm sur fiche auto-éjectable NO-NF

ADJ35FMAE-OF Adapt. jack 3.5mm sur fiche mini auto-éjectable NO-NF



LES CONTACTEURS

Ces contacteurs sont équipés de fiches Jack 3.5mm mais il est possible de les changer selon l'installation ou de les brancher sur des adaptateurs



LIBCANDYSW Contacteur de proximité Candy Switch
diamètre 4.7cm, Proximité 10mm



LIBFINGER Contacteur de doigt par pincement
Diamètre 9mm, force d'activation 75g



LIBTIGE Contacteur tige avec boule de 15mm de diam
Déplacement activation 0.5cm, sensibilité 30g



LIBPOIGNEE Contacteur Poignée par serrage
longueur = 7,62cm diamètre = 3,5cm
serrage 300g, enfoncement avant activation 0.5cm

LES CONTACTEURS

Ces contacteurs sont équipés de fiches Jack mais il est possible de les changer selon l'installation ou de les brancher sur des adaptateurs



MEDISWITSCH Capteur de souffle (sans contact)

Un souffle devant le capteur permet de faire un appel

Dimensions : 80X130X30mm (Col de cygne 670mm)



DWBreathcall Poire d'appel au souffle (avec embout interchangeable)

La pression du souffle dans un embout permet de faire un appel
(Col de cygne 700mm)



Doubleur de lit Ensemble permettant de remplacer temporairement le manipulateur d'appel du lit pour permettre d'avoir un dispositif supplémentaire d'appel pour un autre lit. Ce système se branche à la place d'une poire, d'un manipulateur existant.

Possibilité d'équiper la prise selon le système

LES CONTACTEURS

Ces contacteurs sont équipés de fiches DIN mais il est possible de les changer selon l'installation ou de les brancher sur des adaptateurs



RIT990613 Pupitre d'appel à la voix
Permet de faire un appel avec un son (intensité et longueur réglables)
Dimensions : 110X30X50mm



FLEXERGO1 Contacteur sensitif monté sur un flexible avec LEDs de tranquillisation.
Il s'active par simple mouvement de la main ou de toute autre partie du corps jusqu'à 1 cm au-dessus.



Activation avec la joue, par exemple



FLEXLIB Contacteur LIB monté sur un flexible avec LED de tranquillisation.
Il s'active par simple appui sur la surface (jusqu'au clic)



DETECTPORTE Dispositif permettant la surveillance de sortie de chambre

Ce système se monte facilement sur la poignée extérieure de la chambre

L'appel est pris en compte par un récepteur à brancher sur le système d'appel malade

